



# Phonak Hörlösungen für Kinder

Entdecke die Welt



**PHONAK**  
life is on

# Weil Kinder keine kleinen Erwachsenen sind

Als Eltern möchten Sie natürlich nur das Beste für Ihr Kind. Es soll alles bekommen, was es braucht, um sich in jeder Hinsicht bestmöglich zu entwickeln und zu entfalten. Als führender Hörgerätehersteller möchten wir Sie dabei unterstützen, indem wir Hörlösungen bereitstellen, die sicherstellen, dass Ihr Kind stets den bestmöglichen Zugang zu den Klangwelten des Lebens erhält.

Phonak bietet seit über 40 Jahren Hörlösungen, die Kindern in jedem Alter dazu verhelfen, bestmöglich zu hören. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Hörgeräteakustikern, Lehrkräften, Forschern sowie vor allem mit den betroffenen Kindern und ihren Familien, konnten wir leistungsstarke Technologien für Kinder entwickeln.



# Entdecke die Welt!

Kinder haben andere Bedürfnisse als Erwachsene, auch beim Hören. Deshalb müssen ihre Hörgeräte kindgerecht gestaltet sein. Sie müssen ihnen in den geräuschvollen Umgebungen, in denen sie sich bewegen, ermöglichen, bestmöglich zu lernen und überall dazuzugehören.

Säuglinge und Kleinkinder entdecken die Welt – viele Klänge hören sie zum ersten Mal. In diesem Alter verfügen die Kinder noch nicht über Hörerfahrungen und Sprachkenntnisse, um Sprache auch verstehen zu können, wenn einzelne Wörter oder Sätze nicht klar ausgesprochen werden. Je früher ein Kind also Zugang zu allen Klängen erhält, desto besser lernt es, Sprache zu hören und zu sprechen, um die Welt selbstbewusst entdecken und sich frei in ihr bewegen zu können.

Für Schulkinder und Teenager ist eine gute Sprachverständlichkeit unerlässlich, um in der Schule dem Unterricht folgen und uneingeschränkt an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen zu können.





# Himmlisch gut

Phonak Sky™ V wurde speziell für Kinder und Teenager entwickelt und eignet sich für jeden Grad an Hörminderung. Bei der Entwicklung unserer neuesten Technologie haben wir alle Aspekte berücksichtigt, die für junge Hörgeräteträger wichtig sind, um ein wirklich besonderes Hörgerät bieten zu können.

## Leistung

- Verbesserte Sprachverständlichkeit – in nahezu jeder Hörumgebung
- Vollautomatisch – damit das Kind stets und überall die beste Hörleistung erhält
- Phonak Sky V wurde speziell entwickelt, um Kindern eine optimale Sprachentwicklung zu ermöglichen

## Gehäuseform

- Große Farbauswahl mit 15 Farben
- Klein und unauffällig
- Aus einem neuen glasfaserverstärkten Material hergestellt und damit extrem widerstandsfähig

## Einfache Handhabung

- Kindersicherung – das Hörgerät bleibt eingeschaltet und kleine Finger gelangen nicht an die Batterie
- Klar sichtbare Statusanzeige – so stellen Sie immer sicher, dass das Hörgerät Ihres Kindes richtig funktioniert
- Sky V wird RogerReady geliefert und funktioniert automatisch mit einem Roger™-System



# Von Haus aus talentiert

Wie Ihr Kind ist auch das Phonak Sky V ein Multitalent. Es bietet die neuesten Technologien, die das Selbstvertrauen Ihres Kindes in einer Vielzahl von Situationen stärkt und das Hören erleichtert.

## Alles hören – immer und überall

Kinder und Jugendliche sind viel aktiver als Erwachsene und verbringen ihre Zeit auch in Umgebungen, in denen es häufig recht laut zugeht:

im Klassenzimmer, auf dem Spielplatz, in der Cafeteria, im Hörsaal usw. In diesen Umgebungen sind sie verschiedenen Störgeräuschen, wie lauter Sprache oder Musik, ausgesetzt, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Für genau diese Situationen haben wir spezielle Lösungen entwickelt.

AutoSense Sky OS ist ein Automatik-Betriebssystem, das speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt wurde. Es passt das Hörgerät automatisch und fließend an die jeweilige Hörsituation an, indem es die Hörumgebung zuverlässig erkennt und mehrere Hörprogramme präzise und in Echtzeit mischt. Das AutoSense Sky OS reduziert zudem Hintergrundgeräusche auf intelligente Weise, sodass Ihr Kind in jeder Umgebung optimale Sprachverständlichkeit und Klangqualität genießt.






---

## Optimale Sprachentwicklung und Sprachverständlichkeit

### Mehr Klänge, mehr Spaß!

Kinder sollten einfach Kinder sein dürfen. Gutes Hören ist vom Säuglings- bis zum Teenageralter unerlässlich, um unbeschwert spielen und lernen, und in der Familie und mit Freunden oder dem geliebten Haustier kommunizieren zu können. Bei all diesen Aktivitäten eignen sich Kinder soziales Verhalten an. Die Fähigkeit, verschiedene Klänge und Stimmen hören und voneinander unterscheiden zu können, ist auch wichtig, um Selbstvertrauen zu entwickeln.

Phonak Sky V ist maßgeschneidert für Kinder und ermöglicht mit der neu entwickelten SoundRecover2 Technologie bestmögliche Sprachentwicklung. SoundRecover2 erfasst besonders die hochfrequenten Klänge, wie /s/, /sch/, /f/ und /t/, sodass junge Hörgeräteträger diese ebenso klar und natürlich hören wie alle anderen Klänge. Der konsistente Zugang zu allen Klängen ist besonders für Säuglinge und Kleinkinder wichtig, da in diesem Alter der Spracherwerb stattfindet. Mit SoundRecover2 wird die Sprachverständlichkeit hoher Frequenzen signifikant verbessert, sodass sich Schulkinder und Teenager frei und selbstbewusst in ihrer Welt bewegen können.







---

## Mit beiden Ohren hören

Phonak Sky V Modelle verfügen über die Binaural VoiceStream Technology™ – eine Technologie, die beide Ohren nutzt, um Ihrem Kind in schwierigen Hörsituationen bestmögliche Klangqualität und Sprachverständlichkeit zu bieten.

### Hallo, ich bin's

Mit DuoPhone hört das Kind die Stimme des Anrufers nicht nur auf dem Ohr, an dem es das Telefon hält, sondern auf beiden Ohren, sodass es den Anrufer klar und deutlich hören und verstehen kann. So macht es mehr Spaß, mit Freunden zu telefonieren! Mit dieser binauralen Funktion verstehen Kinder am Telefon bis zu 30% mehr als mit einem monauralen Telefonprogramm.<sup>1</sup>



## Spiel und Spaß im Freien

Junge Hörgeräteträger hören im Freien mit Hilfe der einzigartigen Phonak Speech in Wind Funktion bis zu 28% mehr.<sup>2</sup> Die Hörgeräte erkennen damit automatisch, welche Seite stärker vom Windgeräusch beeinträchtigt ist und übertragen Sprache vom weniger beeinträchtigten Ohr auf die gegenüberliegende Seite, sodass Ihr Kind alle Aktivitäten im Freien uneingeschränkt genießen kann – vom Fußball spielen bis hin zum Drachen steigen lassen im Park.

## An Gesprächen teilnehmen

In einer geräuschvollen Umgebung kann es wirklich sehr schwer sein, sich zu unterhalten. Mit StereoZoom arbeiten die vier Mikrofone von zwei Sky V Hörgeräten intelligent zusammen, sodass sich Ihr Kind selbst in einer lauten Umgebung mühelos mit einem Gesprächspartner unterhalten kann.

## Sprache rundum verstehen

Für ein Kind mit Hörminderung ist es schwer, einen Sprecher zu verstehen, der von der Seite oder von hinten spricht, z.B. wenn es sich im Auto oder im Kinderwagen befindet. Das liegt daran, dass das Kind den Sprecher nicht direkt ansehen kann und damit keine visuellen Anhaltspunkte hat. Wenn es jedoch in der Lage ist, den Hörfokus in eine bestimmte Richtung zu legen, kann es auch in solchen Situationen mühelos kommunizieren.



<sup>1</sup> Wolfe, Jace et al., (2015) Evaluation of the Benefits of Binaural Hearing on the Telephone for Children with Hearing Loss. Am Acad Audiol Volume 26: Pages 93–100.

<sup>2</sup> Evaluation of a Binaural Speech in Wind Feature, Part 2: Validation and Real-life Benefit. Publikation vom 27. August 2013, von Dr. Matthias Latzel und Jennifer Appleton, MSc – [hearingreview.com/2013/](http://hearingreview.com/2013/).



# Einfache Handhabung

Kinder-Hörgeräte sollten von Kindern ebenso wie von ihren Eltern leicht bedient werden können. Deshalb haben wir beim Phonak Sky V nicht nur die neueste Hörtechnologie integriert, sondern auch darauf geachtet, dass es möglichst leicht und effektiv gehandhabt werden kann.

## Statusanzeige

Phonak Sky V HdO-Modelle verfügen über eine neue, leicht verständliche Statusanzeige, die stets klar anzeigt, in welchem Status sich das Hörgerät des Kindes befindet. Die Statusanzeige informiert darüber, ob das Hörgerät eingeschaltet oder das Roger Programm aktiviert ist. Darüber hinaus zeigt sie auch eine niedrige Batteriespannung an. Das ist besonders wichtig, wenn das Kind noch in einem Alter ist, in dem es Ihnen nicht sagen kann, was es hört.

## Robuste Gehäuse mit Kindersicherung

Phonak Sky V verfügt über robuste, wasserresistente und staubdichte Gehäuse. Die HdO-Modelle verfügen zudem über kindersichere Batteriefächer und Hörwinkel, sodass Kinder unter 3 Jahren nicht an die Hörgerätebatterie gelangen können.

# Passend zum eigenen Stil

Phonak Sky V gibt es in 5 Modellen und 3 Technologiestufen. Damit gibt es für jedes Kind das passende Hörgerät, denn jedes Kind ist einzigartig und hat ganz individuelle Hörbedürfnisse.



**Sky V-M**  
Leicht- bis mittelgradige  
Hörminderung



**Sky V-P**  
Leichte bis starke  
Hörminderung



**Sky V-SP**  
Leicht- bis hochgradige  
Hörminderung



**Sky V-UP**  
Mittel- bis hochgradige  
Hörminderung



**Sky V-RIC**  
Leicht- bis hochgradige  
Hörminderung

## Mix & Match

Die Phonak Sky V Hörgeräte bieten nicht nur beste Hörleistung – sie sehen auch super aus! Es gibt sie in 15 Hörgeräte- und Roger-Empfänger-Farben sowie 7 Hörwinkelfarben, die Kinder und Teenager nach Lust und Laune kombinieren können.

[www.phonak.de/mixmatch](http://www.phonak.de/mixmatch)

## Skinit

Junge Hörgeräteträger achten heutzutage mehr denn je auf ihr Aussehen. Mit den bunten Aufklebern, die es auf [www.skinit.com/phonak](http://www.skinit.com/phonak) gibt, können Kinder und Teenager ihre Phonak Sky V Hörgeräte und Roger-Systeme aufpeppen!

















# Damit Kinder verbunden bleiben

Smartphones spielen heutzutage eine wichtige Rolle für die Kommunikation und die soziale Interaktion von Kindern und Teenagern mit ihren Freunden und Familien.

Dank unserer großen Bandbreite an Wireless-Zubehör wie Roger ermöglichen wir Kindern und Teenagern, verbunden zu bleiben. Ob zu Hause, in der Schule oder beim Zusammensein mit den Freunden: Diese Zubehörlösungen ermöglichen Kindern in jeder Umgebung bestmögliches Hören und Kommunizieren. Kinder und Teenager genießen damit beste Sprachverständlichkeit im Auto, am Telefon, beim Sport und überall sonst, wo sie gerne sind.

## Phonak Wireless Communication Portfolio

<p>Klassenzimmer</p>  <p>Roger™ Touchscreen Mic</p>  <p>Roger™ Pass-around</p>  <p>Roger™ Multimedia Hub</p>	<p>Gespräche</p>  <p>Roger™ Pen</p>  <p>Roger™ Clip-On Mic</p>	<p>TV und Musik</p>  <p>TVLink II</p>	
<p>Fernsteuerung</p>  <p>PilotOne II</p>  <p>RemoteControl App</p>	<p>Telefonieren</p>  <p>EasyCall II</p>  <p>DECT II</p>  <p>ComPilot Air II</p>  <p>ComPilot II</p>		

## Roger™ – Überbrückt Sprachbarrieren

Kinder und Teenager benötigen Hörgeräte, die bestmögliches Hören in geräuschvollen Umgebungen oder über Distanz ermöglichen, um wichtige Sprachsignale, wie die Stimme des Lehrers, hören und verstehen zu können. Das Roger-Portfolio bietet Lösungen, die genau diese Sprachbarrieren überbrücken.

### RogerReady

Phonak Sky V ist mit allen Roger-Mikrofonen und Empfängern kompatibel. Die Geräte können sofort genutzt werden und funktionieren vollautomatisch: Ihr Hörgeräteakustiker muss dafür keine zusätzliche Programmierung durchführen und Ihr Kind muss kein Programm wechseln.

### So nah und doch so fern

In Kombination mit Roger reagieren die Richtmikrofone der Phonak Sky V Hörgeräte auf den Geräuschpegel im nahen Umfeld des Kindes und ermöglichen ihm so, sich uneingeschränkt mit anderen Kindern zu unterhalten. Die Roger-Mikrofone und Empfänger ermöglichen ihnen auch eine Stimme über Distanz zu hören.



# Wir unterstützen die ganze Familie

Zusätzlich zum Portfolio für Kinder-Hörgeräte bietet Phonak auch umfassenden Support und Informationen.

## Leo's Welt

Leo, der verspielte junge Löwe möchte in der Schule und beim Sport gut mitmachen und viel Spaß haben – genau wie seine Freunde.

[www.phonak.de/leos-world](http://www.phonak.de/leos-world)

## Pflegeset für Kinder

Alles was Sie brauchen, um Hörgeräte und Zubehör bestmöglich zu pflegen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

## Leo Bilderbuch – Kinder lieben gute

**Geschichten:** Die spannenden Geschichten „Leo bekommt ein Hörgerät“ und „Leo bekommt ein Roger-System“ helfen Kindern, selbstbewusst mit ihrer Hörminderung und den Hörgeräten umzugehen. Als Bilderbuch und App für das iPad verfügbar.

## Leo's Malvorlagen – wie von Zauberhand!

Male die zwei tollen Leo Malvorlagen an und verwandle sie mit einem Tablet oder Smartphone und der kostenlosen App Quiver in eine interaktive 3D Welt!



# Treffen Sie uns online



## Facebook

Die neuesten Nachrichten über unsere Hörlösungen auf einer praktischen, gemeinsamen Plattform.

[www.facebook.de/phonak](http://www.facebook.de/phonak)

## Twitter

Erfahren Sie stets kurz und knapp, was es Neues zum Thema Hörverlust gibt.

[www.twitter.com/phonak](http://www.twitter.com/phonak)

## YouTube

Schauen Sie auf unserem YouTube Kanal Informations- und Lehrvideos, Produktpräsentationen und unsere berühmten Botschafter in Aktion an – oder den faszinierenden Moment, wenn ein Baby zum ersten Mal hört.

[www.youtube.com/phonakofficial](http://www.youtube.com/phonakofficial)

## Pinterest

Hier erhalten Sie Informationen und Anregungen für Ihr Kind – bringen Sie ihm bei, in allen Bereichen des Lebens selbstbewusst mit dem Hörverlust umzugehen.

[www.pinterest.com/phonakofficial](http://www.pinterest.com/phonakofficial)

## Instagram

Sehen, machen und teilen Sie originelle Bilder zum Thema Leben mit Hörverlust.

[www.instagram.com/phonak](http://www.instagram.com/phonak)



---

## Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

**Müheleose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.  
Leben ohne Kompromisse. Life is on.**

[www.phonak.de/kinder](http://www.phonak.de/kinder)

